

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dsg1 Per Wb, If-P, Elisa - Q02413

Numero articolo: CM0028018

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DSG1 validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con DSG1 umano e di ratto (~114 kDa). Ideale per studi sull'adesione dei desmosomi, la differenziazione dei cheratinociti e la barriera cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DSG1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DG1; DSG; CDHF4; EPKHE; PPKS1; SPPK1; EPKHIA; DSG1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1828
ID gene	1828
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 800-1049 della DSG1 umana (NP_001933.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q02413
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio