


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dsg2 Per Wb, Elisa - Q14126

Numero articolo: CM0023672



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Desmoglein-2 (DSG2) umano validato per Western blot e ELISA. Ideale per applicazioni di ricerca sull'adesione cellulare, malattie cardiache e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DSG2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HDGCD, CDHF5, DSG2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1829
GeneID	1829
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 635-935 del DSG2 umano (NP_001934.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14126
Peso proteico	122kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio