

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dsg3/Desmogleina-3 Per Ihc-P, Elisa - P32926

Numero articolo: CM0024535



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting Desmogleina-3 (DSG3) umana per applicazioni IHC-P e ELISA. Ideale per lo studio dell'adesione dei desmosomi, il pemfigo volgare e la biologia dei follicoli piliferi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DSG3/Desmogleina-3 Rabbit pAb
Note/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmoglein 3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1830
GeneID	1830
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-615 della DSG3/Desmogleina-3 umana (NP_001935.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P32926
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio