

Anticorpo Policlonale Anti-Dspp Per Wb, Elisa - Q9Nzw4

Numero articolo: CM0025802

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DSPP umano (Dentin sialophosphoprotein). Validato per WB ed ELISA, con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla mineralizzazione della dentina e sulla biomineralizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DSPP Rabbit pAb
Note/Alias	DPP, DSP, DGI1, DMP3, DFNA39, DSPP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1834
GeneID	1834
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-146 di DSPP umano (NP_055023.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZW4
Peso Proteico	131kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio