

Anticorpo Policlonale Anti-Dspp Per Wb - Q9Nzw4

Numero articolo: CM0023650

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Dentina sialofosfoproteina (DSPP) umana per WB, IF-P, ELISA. Coinvolto nella dentinogenesi e biomineralizzazione. Reagisce in modo crociato con l'umano. Peso molecolare previsto 131kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DSPP Rabbit pAb
Note/Alias	DPP; DSP; DGI1; DMP3; DFNA39; DSPP
Specie	Umano
ID Gene	1834
Immunogeno	Proteina Ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 16-230 della DSPP umana (NP_055023.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9NZW4
Peso Proteico	131kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio