

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dth8 Per Wb E Elisa - Q0J7P4

Numero articolo: CM0022864



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DTH8 (NF-YB11) di *Oryza sativa*, validato per applicazioni WB e ELISA nel riso; adatto per studi sul tempo di fioritura e la regolazione della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DTH8 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Hd5; DTH8; GHD8; HAP3H; NFYB11; OsHAP3H; OsNF-YB11
Specie	<i>Oryza sativa</i>
ID genico	4344784
Immunogeno	Proteina ricombinante di DTH8 di <i>Oryza sativa</i>
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0J7P4
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio