

Anticorpo Policlonale Anti-Dtna Per Wb, Elisa - Q9Y4J8

Numero articolo: CM0014573



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la distrobrevina alfa umana (DTNA). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano e topo. Adatto per la ricerca in biologia delle sinapsi e muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DTNA Rabbit pAb
Note/Alias	DTN; DRP3; DTN-A; LVNC1; D18S892E; DTNA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1837
ID Gene	1837
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-480 di DTNA umana (NP_001381.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y4J8
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio