

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dtnpb1 Per Wb, Elisa - Q96Ev8

Numero articolo: CM0020893

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DTNBP1 validato per WB ed ELISA nell'uomo e nel topo. La disbindina è un componente del complesso BLOC-1 coinvolto nella biogenesi degli organelli correlati ai lisosomi e nel trasporto delle vescicole sinaptiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DTNBP1 pAb di coniglio
Note/Alias	SDY; DBND; HPS7; My031; BLOC1S8; DTNBP1
Specie	Uomo
ID del gene	84062 (uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-351 del DTNBP1 umano (NP_115498.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q96EV8
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante