

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dtx1 Per Wb, Elisa - Q86Y01

Numero articolo: CM0021241

Anticorpo policlonale coniglio anti-DTX1 per WB, ELISA - Q86Y01

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-DTX1 (67 kDa) per WB, ELISA. Validato per uomo e topo. DTX1 è una E3 ubiquitina-protein ligasi che regola la segnalazione Notch e i processi immunitari. Q86Y01.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DTX1 Rabbit pAb
Note/Alias	hDx-1; RNF140; DTX1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1840
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 della DTX1 umana (NP_004407.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q86Y01
Peso proteico	67 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio