


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dtx3L Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tdb6

Numero articolo: CM0020765



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la ligasi E3 ubiquitina-proteina DTX3L umana. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Ideale per la ricerca sul danno al DNA e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DTX3L Rabbit pAb
Note/Alias	BBAP; RNF143; DTX3L
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	151636
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 601-740 di DTX3L umano (NP_612144.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TDB6
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio