


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dtymk Per Wb, If/Icc, Elisa - P23919

Numero articolo: CM0031015



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-DTYMK validato per Western Blot, IF/ICC e ELISA. Rileva timidilato chinasi umana, di topo e di ratto, un enzima chiave nella biosintesi del dTTP. Adatto per la ricerca sul metabolismo dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	DTYMK Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1841
GeneID	1841
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23919
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio