


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dusp13 Per Wb Ed Elisa - Q6B8I1/Q9Uii6

Numero articolo: CM0030948



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DUSP13 per WB ed ELISA, mirato alle isoforme DUSP13A/B di uomo, topo e ratto. Supporta la ricerca sull'attività della fosfatasi, sull'apoptosi mediata da ASK1 e sull'espressione genica specifica del muscolo. Fornitura all'ingrosso disponibile per lo sviluppo di saggi immunologici IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DUSP13 Rabbit pAb
Note/Alias	MDSP; TMDP; SKRP4; DUSP13
Specie	Umana
GenelD (Umano)	51207
GenelD	51207
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-198 della DUSP13 umana (NP_057448.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q6B8I1/Q9Uii6
Peso proteico	6kDa/7kDa/9kDa/17kDa/20kDa/22kDa/27kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio