


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dusp14 Per Wb, If/Icc, Elisa - O95147

Numero articolo: CM0014018



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-DUSP14 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mirante alla fosfatasi proteica a doppia specificità 14 (MKP-6). Adatto per lo studio della segnalazione TCR e dell'inattivazione della chinasi MAP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DUSP14 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MKP6; MKP-L; DUSP14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11072
GeneID	11072
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-198 del DUSP14 umano (NP_008957.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95147
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio