

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dusp16 Per Wb, Elisa - Q9By84

Numero articolo: CM0013184



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DUSP16 (MKP-7), adatto per WB ed ELISA, con reattività nell'uomo, nel topo e nel ratto. DUSP16 è una fosfatasi a doppia specificità che inattiva le chinasi MAP. Ideale per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	DUSP16 Rabbit pAb
Note/Alias	MKP7, MKP-7, DUSP16
Specie	Uomo
GeneID (umano)	80824
GeneID	80824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 416-665 di DUSP16 umano (NP_085143.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BY84
Peso della proteina	73 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante