

Anticorpo Policlonale Anti-Dusp1/Mkp1 Per Wb, Elisa - P28562

Numero articolo: CM0027881



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia DUSP1/MKP1 umano (Fosfatasi delle MAP chinasi-1). Adatto per Western blotting e ELISA; reagisce in modo crociato con campioni di origine umana, murine e ratto. Ideale per la ricerca nella segnalazione cellulare e nella risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DUSP1/MKP1 Rabbit pAb
Note / Alias	HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10; DUSP1/MKP1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1843
ID Gene	1843
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di DUSP1/MKP1 umano (NP_004408.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28562
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio