


Anticorpo Policlonale Anti-Dusp22 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrww4

Numero articolo: CM0025588



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al DUSP22 umano (JKAP/JSP-1), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Esplora la segnalazione JNK e la regolazione delle cellule T con il nostro anticorpo di alta qualità. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DUSP22 Rabbit pAb
Note/Alias	VHX; JKAP; JSP1; MKPX; JSP-1; MKP-x; LMWDSP2; LMW-DSP2; DUSP22
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56940
GeneID	56940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-184 del DUSP22 umano (NP_064570.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NRW4
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio