


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dusp5 Per Wb E Elisa - Q16690

Numero articolo: CM0016799



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting la fosfatasi proteica a doppia specificità umana DUSP5 (hVH3). Adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Uso di ricerca per studi sulla segnalazione di ERK1 e sulle fosfatasi nucleari. Peso molecolare ~42 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DUSP5 Rabbit pAb
Note/Alias	DUSP; HVH3; DUSP5
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1847
GeneID	1847
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 315-384 della DUSP5 umana (NP_004410.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q16690
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio