


Anticorpo Policlonale Anti-Dusp6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16828

Numero articolo: CM0029903



introduzione

DUSP6 Rabbit pAb (Q16828) è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con la DUSP6 umana, del topo e del ratto. Ideale per studi di ricerca sulla segnalazione delle MAP chinasi e sul dolore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DUSP6 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1848
GeneID	1848
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza compresa tra gli amminoacidi 302-381 della DUSP6 umana (NP_001937.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16828
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio