


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dusp6 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q16828

Numero articolo: CM0003760



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-DUSP6 di alta qualità convalidato per WB, IP, IHC-P ed ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia DUSP6 (42 kDa), una fosfatasi chinasi MAP specifica per ERK coinvolta nella differenziazione cellulare e nella risoluzione del dolore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DUSP6 Coniglio mAb
Note/Alias	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
Specie	Umano
GeneID (umano)	1848
GeneID	1848
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 282-381 di DUSP6 umano (Q16828).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16828
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio