

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dusp8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13202

Numero articolo: CM0021366



introduzione

Anticorpo anti-DUSP8 di coniglio di alta qualità per WB, IF/ICC ed ELISA. DUSP8 è una fosfatasi a doppia specificità che defosforila le chinasi MAP, essenziale per la trasduzione del segnale. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio DUSP8
Note/Alias	HB5; HVH8; HVH-5; C11orf81; DUSP8
Specie	Umano
GeneID (umano)	1850
GeneID	1850
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13202
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio