

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dut Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33316

Numero articolo: CM0029200



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DUT per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Rileva la dUTPasi mitocondriale per studiare il metabolismo nucleotidico e la fedeltà della replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DUT Rabbit pAb
Note/Alias	BMFDMS; dUTPasi; DUT
Specie	Umana
ID gene (umano)	1854
ID gene	1854
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 89-252 della DUT umana (NP_001020419.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P33316
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio