

Anticorpo Policlonale Anti-Dvl1 Per Wb, Elisa - O14640

Numero articolo: CM0023373



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DVL1 umano, valido per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Bersaglio coinvolto nella segnalazione Wnt; adatto per uso di ricerca in biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DVL1 pAb Coniglio
Note/Alias	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1855
GeneID	1855
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 11-110 di DVL1 umano (NP_001317240.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	O14640
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Sacca refrigerante