

Anticorpo Policlonale Anti-Dvl1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14640

Numero articolo: CM0016444



introduzione

Il pAb di coniglio DVL1 è un anticorpo policlonale che si targeting della proteina umana DVL1 (UniProt O14640), adatto per saggi WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DVL1 Rabbit pAb
Note/Alias	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Specie	Umano
GenelD (umano)	1855
GenelD	1855
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-640 del DVL1 umano (NP_004412.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14640
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio