


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dvl2 Per If/Icc E Elisa - O14641

Numero articolo: CM0017524



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DVL2 umano, validato per applicazioni IF/ICC e ELISA. Immunogeno ricombinante, reagisce in modo crociato con l'uomo, proteina di 79 kDa. Ideale per lo studio della segnalazione Wnt canonica e non canonica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DVL2 Rabbit pAb
Note/Alias	DVL2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1856
GeneID	1856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di DVL2 umano (NP_004413.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O14641
Peso proteico	79 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio