


Anticorpo Policlonale Anti-Dvl3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92997

Numero articolo: CM0026355



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio DVL3 di CamelBio si rivolge alla proteina di polarità del segmento umano dishevelled-3. Adatto per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DVL3 Rabbit pAb
Note/Alias	DRS3; DVL3
Specie	Umano
GeneID	1857
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 580-650 di DVL3 umano (NP_004414.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92997
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio