

Anticorpo Policlonale Anti-Dinamina 3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq16

Numero articolo: CM0015652



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Dinamina 3 umana (Dyna III), validato per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul traffico vescicolare e l'endocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Dinamina 3 Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	Dyna III; Dinamina 3
Specie	Umano
GeneID (umano)	26052
GeneID	26052
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-555 della Dinamina 3 umana (NP_001265181.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UQ16
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio