

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dinamina 3 Per Wb Ed Elisa - Q9Uq16

Numero articolo: CM0003369



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato alla Dinamina-3 umana (DNM3). Validato per applicazioni Western blot ed ELISA. Rileva campioni umani e di topo con banda prevista a 98 kDa. Ideale per studi di endocitosi e citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Dinamina 3
Note/Alias	Dyna III; Dinamina 3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	26052
ID Gene	26052
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 700-800 della Dinamina 3 umana (Q9UQ16)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	Q9UQ16
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio