


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dync1H1 Per Wb, Elisa - Q14204

Numero articolo: CM0021628



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio DYNC1H1 validato per WB ed ELISA. Specifico per DYNC1H1 umano (Catena pesante 1 della dineina citoplasmatica 1, 532kDa), una proteina motoria per il trasporto retrogrado intracellulare e l'assemblaggio del fuso mitotico. Ideale per ricerche di biologia cellulare e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DYNC1H1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT2O; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1; DYNC1H1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1778
ID Gene	1778
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-210 di DYNC1H1 umano (NP_001367.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14204
Peso proteico	532kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio