

Anticorpo Policlonale Anti-Dync111 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14576

Numero articolo: CM0024807

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DYNC111 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla proteina motoria della dineina citoplasmatica e sul trasporto intracellulare. - O14576

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DYNC111 Rabbit pAb
Note / Alias	DNC11; DNC1C1; DYNC111
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1780
GeneID	1780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di DYNC111 umano (NP_001129028.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14576
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio