


Anticorpo Policlonale Anti-Dync1I2 Per Wb, Elisa - Q13409

Numero articolo: CM0016846



introduzione

Anticorpo Policlonale di coniglio DYNC1I2 validato per Western blot (WB) e ELISA, reattivo contro la catena intermedia 2 della dineina citoplasmatica 1 umana, murina e di ratto, una proteina motoria chiave per il trasporto intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DYNC1I2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IC2; DIC74; DNCI2; NEDMIBA; DYNC1I2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1781
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 352-612 della DYNC1I2 umana (NP_001258717.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonal
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13409
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio