

Anticorpo Policlonale Anti-Dync2H1 Per Wb E Elisa - Q8Ncm8

Numero articolo: CM0014769



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-DYNC2H1 di alta qualità convalidato per WB e ELISA, reattivo con umano e ratto. Proveniente da immunogeno ricombinante (aa1-250). Ideale per la ricerca sulla biogenesi delle ciglia e sul trasporto intraflagellare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DYNC2H1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATD3; DHC2; DHC1b; DNCH2; DYH1B; SRTD3; SRP52B; hdhc11; DYNC2H1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79659
Gene ID	79659
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-250 del DYNC2H1 umano (NP_001073932.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q8NCM8
Peso proteico	493kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio