

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dync2Li1 Per Wb, Elisa - Q8Tcx1

Numero articolo: CM0027186



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio DYNC2LI1 convalidato per Western blot (WB) e ELISA; rileva la catena intermedia leggera 1 della dineina citoplasmatica 2 umana, murina e ratto; adatto per la biologia delle ciglia e la ricerca sul trasporto intraflagellare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DYNC2LI1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LIC3; D2LIC; CGI-60; DYNC2LI1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	51626
GenelD	51626
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-352 del DYNC2LI1 umano (NP_001180393.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8TCX1
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio