


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dynein Intermediate Chain 1 Per Wb, Elisa - Q9Ui46

Numero articolo: CM0011826



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la catena intermedia 1 della dineina umana (DNAI1) per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla motilità ciliare e sulla discinesia ciliare primaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-catena intermedia 1 della dineina
Note/Alias	PCD; DIC1; ICS1; CILD1; Catena intermedia 1 della dineina
Specie	Umano
GeneID (umano)	27019
GeneID	27019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della catena intermedia 1 della dineina umana (Q9Ui46)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Ui46
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio