

Anticorpo Policlonale Anti-Dynll1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63167

Numero articolo: CM0013588



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla proteina umana DYNLL1 (catena leggera della dineina 1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DYNLL1 Rabbit pAb
Note/Alias	LC8, PIN, DLC1, DLC8, LC8a, DNCL1, hdlc1, DNCLC1, DYNLL1
Specie	Umano
GeneID	8655
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-89 della proteina umana DYNLL1 (NP_003737.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P63167
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio