

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dynll1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P63167

Numero articolo: CM0012808



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la DYNLL1 umana (catena leggera di dineina 1, LC8/PIN), convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con esseri umani, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro, l'apoptosi e il danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DYNLL1 Rabbit mAb
Note/Alias	LC8; PIN; DLC1; DLC8; LC8a; DNCL1; hdlc1; DNCLC1; DYNLL1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8655
ID gene	8655
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-89 della DYNLL1 umana (P63167).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P63167
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio