

Anticorpo Policlonale Anti-Dynll2 Per Wb E Elisa - Q96Fj2

Numero articolo: CM0015762



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DYNLL2 umano, validato per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla dineina e il trasporto intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DYNLL2 Rabbit pAb
Note / Alias	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	140735
ID Gene	140735
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96FJ2
Peso proteico	10 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio