

Anticorpo Policlonale Anti-Dynll2 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fj2

Numero articolo: CM0017559



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DYNLL2 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la catena leggera 2 della dineina citoplasmatica coinvolta nel trasporto intracellulare in campioni di Umano, Topo e Ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DYNLL2 Rabbit pAb
Note/Alias	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	140735
GeneID	140735
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-89 di DYNLL2 umano (NP_542408.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96Fj2
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio