


Anticorpo Policlonale Anti-Dyrk1A Per Wb, Elisa - Q13627

Numero articolo: CM0012929



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DYRK1A umano, validato per WB ed ELISA. Immunogeno ricombinante, UniProt Q13627. Adatto per lo studio della chinasi DYRK1A nella riparazione del DNA e nella trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DYRK1A Rabbit pAb
Note/Alias	MNB; DYRK; HP86; MNBH; MRD7; DYRK1; DYRK1A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1859
GeneID	1859
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 624-763 di DYRK1A umano (NP_001387.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q13627
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante