

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dyrk2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92630

Numero articolo: CM0021146



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio DYRK2 validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata per umano e ratto. Mira alla chinasi a doppia specificità coinvolta nel ciclo cellulare, nell'apoptosi e nella risposta al danno al DNA. Focalizzato per uso in ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio DYRK2
Note/Alias	DYRK2; dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 2
Specie	Umano
GeneID	8445
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 di DYRK2 umano.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q92630
Peso Proteico	59kDa/66kDa
Spedizione	Sacca refrigerante