

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dyrk4 Per Wb, Elisa - Q9Nr20

Numero articolo: CM0023363

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-DYRK4 validato per applicazioni WB ed ELISA. Rileva la chinasi duale a specificità tirosina-fosforilazione-regolata 4 in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sulla spermiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DYRK4 Rabbit pAb
Note/Alias	DYRK4
Specie	Umano
GenelD (umano)	8798
GenelD	8798
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 330-480 di DYRK4 umano (NP_003836.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR20
Peso Molecolare Proteina	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio