


Anticorpo Policlonale Anti-Distrofina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11532

Numero articolo: CM0016991



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la distrofina umana (Gene ID: 1756) per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validato in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie neuromuscolari e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Distrofina Rabbit pAb
Note/Alias	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272; Distrofina
Specie	Umana
GeneID (umano)	1756
GeneID	1756
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 346-635 della Distrofina umana (NP_003997.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P11532
Peso della proteina	427 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante