


Anticorpo Monoclonale Anti-E-Caderina Per Ihc-P, Elisa - P09803

Numero articolo: CM0010079



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro E-Caderina (98kDa, SWISS P09803). Validato per IHC-P ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e sull'epitelio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di topo anti E-Caderina
Note/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM; E-Caderina
Specie	Topo
GeneID (Umano)	999
GeneID	12550
Immunogeno	Proteina ricombinante di E-Caderina di topo
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09803
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio