

Anticorpo Policlonale Anti-E-Cadherin Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12830

Numero articolo: CM0026248



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla E-Cadherin umana (CDH1). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reazione crociata con topo, ratto. 97 kDa. Ideale per ricerche sull'adesione cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	E-Cadherin Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324; E-Cadherin
Specie	Umano
Gene ID	999
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 373-622 della E-Cadherin umana (NP_004351.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12830
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio