

Anticorpo Policlonale Anti-E-Cadherin Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12830

Numero articolo: CM0014358



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-E-Cadherin validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, dell'integrità epiteliale e della ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	E-Cadherin Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324; E-Cadherin
Specie	Umano
GeneID (umano)	999
GeneID	999
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 373-622 della E-Cadherin umana (NP_004351.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12830
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio