

Anticorpo Monoclonale Anti-E-Cadherin/Cd324 Per Citometria A Flusso - P12830

Numero articolo: CM0004652



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro E-Cadherin/CD324 umano per citometria a flusso. Mirante al dominio extracellulare (aa 155-707). Reattività specie: umano. Peso molecolare previsto ~97 kDa. Adatto per studi di adesione cellulare e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human E-Cadherin/CD324 mAb
Osservazioni/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Specie	Umano
GeneID (umano)	999
GeneID	999
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 155-707 di E-Cadherin/CD324 umano (NP_004351.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P12830
Peso proteico	90kDa/97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio