

Anticorpo Policlonale Anti-E-Selectina/Cd62E Per Wb, Elisa - Q00690

Numero articolo: CM0022253

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro E-Selectina/CD62E di topo. Validato per Western blotting e ELISA. Adatto per studi sull'adesione leucocitaria, l'infiammazione e l'attivazione endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	E-Selectina/CD62E Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectina; E-Selectina/CD62E
Specie	Topo
ID Gene (Uomo)	6401
ID Gene (Topo)	20339
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 22-557 di E-Selectina/CD62E di topo (NP_035475.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q00690
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio