


Anticorpo Policlonale Anti-E2A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15923

Numero articolo: CM0018814



introduzione

Anticorpo Policlonale E2A Coniglio convalidato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Mira al fattore di trascrizione TCF3/E2A coinvolto nella differenziazione e nello sviluppo delle cellule B. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	E2A Rabbit pAb
Note/Alias	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6929
GeneID	6929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-525 di E2A umano (P15923)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15923
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio