


Anticorpo Policlonale Anti-E2F1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q01094

Numero articolo: CM0020482



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce E2F1, un fattore di trascrizione che regola il ciclo cellulare e l'apoptosi. Validato per WB, IF/ICC, ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca in oncologia e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	E2F1 Rabbit pAb
Note/Alias	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1869
GeneID	1869
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-301 di E2F1 umano (NP_005216.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01094
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca refrigerante