


Anticorpo Monoclonale Anti-E2F2 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q14209

Numero articolo: CM0005707



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il fattore di trascrizione E2F2, validato per Western blot ed ELISA in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro. Spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	E2F2 Rabbit mAb
Note/Alias	E2F-2; E2F2
Specie	Umana
GeneID (umano)	1870
GeneID	1870
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 303-395 di E2F2 umano (Q14209).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q14209
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio