


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-E2F4 Per Wb E Elisa - Q16254

Numero articolo: CM0003559



introduzione

Esplora il nostro anticorpo monoclonale coniglio anti-E2F4 ottimizzato per WB e ELISA su modelli umani e murini. Ideale per investigare la regolazione del ciclo cellulare e i meccanismi di controllo trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	E2F4 Rabbit mAb
Note/Alias	E2F-4; E2F4
Specie	Umano
Gene ID	1874
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 di E2F4 umano (Q16254)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q16254
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio